



多粘菌素 B（E）使用说明书

【货号】 P-36E

【用途】

- 1、用于创伤弧菌等致病性弧菌的选择性分离培养。（FDA BAM）
- 2、用于蜡样芽孢杆菌的固体平板计数及选择性分离培养。（GB、SN 标准）
- 3、用于蜡样芽孢杆菌的增菌培养和 MPN 法测定。（GB、SN 标准）

【规格】 10000IU/支×5

【成分】 多粘菌素 B

【用法】

1、每 90mL CM421 改良纤维二糖多粘菌素 B 多粘菌素 E 琼脂基础(mCPC)加入 P-36E 多粘菌素 B（10000IU/支）一支、P-07B 多粘菌素 E（40000IU/支）一支和 P-86B10%纤维二糖水溶液 10mL（无菌过滤），制成改良纤维二糖多粘菌素 B 多粘菌素 E 琼脂（mCPC），备用。

2、每 95mL CM133 甘露醇卵黄多粘菌素琼脂基础（MYP）培养基基础加入 P-124 50%卵黄液 5mL 及 P-36E 多粘菌素 B 溶液一支（10000IU）；混匀后倾注平板备用。

3、每 225mL CM134 胰酪胨大豆多粘菌素肉汤基础中加入 P-36G 多粘菌素 B 一支，或每 100mL CM134 胰酪胨大豆多粘菌素肉汤基础中加入 P-36E 多粘菌素 B 一支，终浓度为 100IU/mL，混匀备用。

【保存】

2°C-8°C避光保存 2 年。

【产品资料下载】

质检报告和化学品安全技术说明书（MSDS）可登录陆桥网站 <https://www.beijinglandbridge.com/>，在“质检报告”和“MSDS”页面，输入货号和批号下载。

本产品仅适用于实验室的工业、科研目的，不用于临床诊断或治疗。